

Beltone **Direct Line™**

Få mere ud af dine
høreapparater med
trådløst tilbehør



 **Beltone™**

Oplev ægte frihed

Det trådløse Beltone Direct Line™ tilbehør gør det lettere for dig at deltage i enhver samtale og interagere med verden omkring dig på en intuitiv måde. Uanset om du ser tv, følger en samtale på afstand eller taler i telefon.

Beltone Direct Line indeholder Beltone's eget trådløse system, der er baseret på 2,4 GHz teknologien, der også bruges af Apple, Logitech og mange flere. Denne teknologi giver dig, ud over et bedre lydsignal, mulighed for at streame stereolyd direkte til dine høreapparater - uden, at du behøver at have noget hængende om halsen. Det eneste, som du behøver er et par små praktiske enheder, og du er klar til at deltage samtalen, nyde fjernsynsudsendelsen eller tale i telefonen.



Beltone Direct
TV Link 2



Beltone Direct
Fjernbetjening 2



Beltone Direct
Telefon Link 2



myPAL Pro
Audio Link



myPAL Micro
Audio Link

Beltone Direct TV Link 2

Stream stereolyd i høj kvalitet fra dit tv, din radio eller din pc direkte til dine høreapparater.

Beltone Direct Fjernbetjening 2

Juster lydstyrken eller slå lyden fra i dine høreapparater, skift program og få et overblik over alle indstillingerne i det store display.

Beltone Direct Telefon Link 2

Tal i telefon uden at have telefonen i hænderne, og få lyden direkte ind i dine høreapparater, slå baggrundsstøj fra, mens du taler og stream musik, podcasts og anden lyd fra din telefon.

Beltone myPAL Micro (Audio Link)

Hør lyd, der kommer fra en vis afstand, klart og tydeligt, da myPAL Micro streamer stort set enhver lyd direkte til dine høreapparater. Fantastisk til støjende steder.

Beltone myPAL Pro (Audio Link)

Få alle de samme fordele som med myPAL Micro. Du kan også bruge den som en bordsmikrofon, der automatisk optimerer lyden, hvis den bliver placeret horisontalt. Perfekt til middage med familie og venner eller forretningsmøder.

NYHED

NYHED

Udvid din lytteoplevelse

Forestil dig følelsen af at være lige ved siden af den person, du ønsker at høre - selvom du er over 20 meter væk. Det kan du med den nye Beltone MyPal (Audio Link). Sæt den fast på tøjet på guiden på et museum, dit barnebarn i bilen eller en god ven i en café - og kom tæt på det, du ønsker at høre.

AI kommunikation, der ikke forgår ansigt-til-ansigt, kan være en udfordring for alle - uanset, om man bruger høreapparat eller ej. Beltone MyPal er en lille bærbar mikrofon, du kan bede den person, som du ønsker at høre, om at sætte fast på tøjet tæt på munden. Den opfanger lyden klart, selv i støjende omgivelser, og streamer den direkte til dine høreapparater, hvilket gør det muligt for dig at kunne høre, hvad der bliver sagt.

Beltone myPal Micro

- Den trådløse rækkevidde på op til 25 m (ved frit udsyn) gør det muligt for dig at høre, hvad der foregår på afstand
- Retningsmikrofonen giver dig en klar lyd
- Indeholder volumenkontrol og mute funktionalitet
- Hvis den tages fra en højde, der er over 75 cm, slås lyden automatisk fra, inden den rammer jorden
- Visuelle indikationer gør det let for dig at tjekke status
- 10 timers batterilevetid

Beltone myPAL Pro

Det samme som i myPAL Micro plus:

- Fungerer automatisk som en bordmikrofon, der opsamler alle lyde omkring den, hvis den holdes horisontalt
- Udvidede forbindelsesmuligheder



NYHED



Den **ultimate** tv oplevelse for alle

Kan du huske, hvornår du sidst skruede op for lyden for at høre tv'et? Nu kan du se tv sammen med hele familien ved en lydstyrke, der er behagelig for alle, samtidig med at du kan høre det, som familien siger, mens I ser tv sammen.

Med Beltone Direct TV Link 2 kan du nyde klar lyd fra dit TV eller en anden lydenhed - ved din egen foretrukne lydstyrke - og stadig deltage i samtaler omkring dig. Du kan koble Beltone Direct TV Link 2 til de fleste lydkilder: tv, stereoanlæg, pc mm, og få lyden fra disse enheder direkte ind i dine høreapparater.



Beltone Direct TV Link 2

- **Stream stereolyd fra tv, radio, pc mm direkte til dine høreapparater**
- **Rækkevidde på mindst 7 meter (ved frit udsyn)**
- **Forbindelsen mellem Direct TV Link 2 streameren og høreapparaterne genoprettes automatisk, hvis du kommer inden for rækkevidden igen inden for 5 min**
- **Kan bruges med både digital og analoge audio inputs**
- **Accepterer Dolby® Digital krypterede audio inputs**

Fuld kontrol lige ved hånden

Den intuitive Beltone Direct Fjernbetjening 2 gør det enkelt at høre. Du kan skifte program eller justere lydstyrken i det ene eller begge høreapparater, og du kan let se indstillingerne i det store display.

Du kan oven i købet selv justere balancen mellem lydene fra høreapparatets mikrofoner og det streamede audiosignal for at sikre du hører alt det, du ønsker.

Beltone Direct Fjernbetjening 2

- Juster lydstyrken i det ene eller begge høreapparater
- Skift program i høreapparatet
- Stream lyd fra dit tv, radio eller pc
- Balancer lydstyrken fra høreapparatets mikrofoner med lydstyrken fra streaming enhed
- Blokér for lyde fra omgivelserne med Mute funktionen
- Få diskret og klart overblik over indstillingerne i dit høreapparat




Krystalklar telefonsamtale

Hør telefonen ringe direkte i dine høreapparater, selv når den ligger i en lomme eller en håndtaske. Tal håndfrit, og nyd klar samtale i begge ører. Eller brug mute knappen, når du ønsker at fjerne baggrundsstøj, når du taler i telefon i støjende omgivelser.

Beltone Direct Telefon Link 2 kan også fungere som en fjernbetjening, hvis du ønsker at skifte program eller justere lydstyrken i høreapparaterne, uanset om du taler i telefon eller ej. Og sammen med Beltone SmartRemote™ app omdanner den din iPhone® eller Android™ telefon til en diskret fjernbetjening.

Beltone Direct Telefon Link 2

- Klart og tydeligt talesignal
- Mute og programknap gør det let at slå lyden helt fra eller at skifte program i høreapparaterne
- Dobbeltmikrofoner og støjundertrykkelses-system gør det lettere at forstå tale i støjende omgivelser
- Stream stereolyd fra din telefon til dine høreapparater



SmartRemote App



Beltone Direct
Telefon Link 2



Beltone er et varemærke, der tilhører GN Hearing Care Corporation. © 2015 GN Hearing Care Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

*SmartRemote app er kompatibel med iPhone, der bruger iOS 7.X eller nyere. Apple, Apple logoet og iPhone er varemærker, der tilhører Apple, Inc, registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc. Android version af Beltone SmartRemote app findes til udvalgte Android enheder, der bruger version 2.3.5 eller nyere. Android og Google Play er varemærker, der tilhører Google Inc. Dolby og double-D-symboler er registrerede varemærker, der tilhører Dolby Laboratories.

GN Hearing Danmark A/S

(GN ReSound A/S)

Lautrupbjerg 7

2750 Ballerup

Tlf.: 45 75 22 22

www.gnhearing.dk

