




Gør



hver



dag



fantastisk

© 2018 GN Hearing Care Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Beltone er et varemærke, der tilhører GN Hearing Care Corporation. Apple, Apple logoet, iPhone, iPad, iPod touch og Apple Watch er varemærker, der tilhører Apple Inc, registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Android, Google Play og Google Play logoet er varemærker, der tilhører Google Inc. Dolby og double-D symbolet er registrerede varemærker, der tilhører Dolby Laboratories.

GN Hearing Denmark A/S
Lautrupbjerg 7
2750 Ballerup
Tlf.: 45 75 22 22
gnhearing.dk
beltone-hearing.com

M102661DK-18.08-Rev.A



Beltone **Amaze™**



Beltone Amaze

Det mest komplette og fineste høreapparat

Hver dag er fyldt med særlige øjeblikke, der gør vores liv helt fantastisk. Hvert eneste ord, hvert eneste grin og hver eneste lyd betyder noget. Beltone Amaze sikrer, at du ikke går glip af et eneste fantastisk øjeblik.

Forbered dig på at blive blæst bagover

Beltone Amaze, der er det mest komplette og fineste produkt i branchen, giver dig en fantastisk høreoplevelse i alle situationer. Du får en klarere, fyldigere og mere detaljeret lyd. Beltone Amaze er yderst brugervenligt, og hvis du har brug for at få din høreapparatspecialist til at finjustere det, mens du er på farten, kan du også det vha. Beltone Remote Care. Ligesom de enestående forbindelsesmuligheder sikrer krystallklar streaming og personligt tilpasset betjening, og med det genopladelige batteri har du strøm nok til en hel dag på en enkelt opladning.

Velkommen til en ny verden med Beltone Amaze



BELTONE AMAZE VIDEO



Se video om Beltone Amaze på
beltone-hearing.com/amaze



Fantastisk naturlig lyd

Nyd godt af en klarere, fyldigere og mere detaljeret lydoplevelse

Med Beltone Amaze, der er bygget på vores nyeste og hurtigste mikroprocessteknologi, får du en klarere, fyldigere og mere detaljeret lyd i alle lyttesituationer. Du kan høre alle livets smukke og delikate lyde, - lige fra dit barnebarns spændende historie, over en hurtig joke på en travl restaurant, til fuglene, der kvirrer i det fjerne. Forbered dig på at opleve mere handling, spænding eller eventyr, når du ser film. Og hvis du elsker musik eller teater, kan du glæde dig over de mange forskelligartede toner, der gør liveoptrædenerne mere fyldestgørende og fordybende.

Lad dig rive med af den detaljerede lyd

Vores brancheførende CrossLink Directionality 2 med Personal Sound ID tilbyder enestående rumlig bevidsthed. Samtaler og omgivende støj lyder nu naturligt, og du kan vælge, hvilke lyde du vil fokusere på. Og hvis du kommer ud for en pludselig høj lyd, justeres den automatisk af Beltone Amaze til et mere behageligt niveau.


Nyd fyldigere, mere nuanceret musik

Når du lytter til musik, udsættes et høreapparat for den ultimative test. Med Beltone Amaze har musikken aldrig lydt mere nuanceret og klar. Uanset om du streamer din yndlingsmelodi eller hører den live i en koncertsal, giver Beltone Amaze dig mulighed for at give dig hen til musikken – hver gang.

FANTASTISK LYDKVALITET



Se video om lydkvaliteten i Beltone Amaze på beltone-hearing.com/amaze



I en nylig undersøgelse foretrak 95% af alle brugere Beltone Amaze frem for andre high-end høreapparater, når de lytter til musik*

*Jespersen et al, 2018

Fantastiske forbindelser

Enestående streaming og nem betjening

Det har aldrig været mere fornøjeligt at streame musik eller telefonopkald direkte til Beltone Amaze. Få hele filmen med, når du streamer direkte til dine Beltone Amaze høreapparater, uden at gå glip af en eneste lyd.

Glæden ved personlig kontrol

Du kan nemt betjene dine høreapparater med Beltone **HearMax app**. Med nogle få tryk i appen kan du på diskret vis justere dine høreapparater direkte fra en iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch eller Android enhed.

Du kan tjekke batteristatus, justere programmer og lydstyrke samt benytte mere avancerede funktioner til finjustering af talefokus samt støj- og vindfiltre, så du har den fulde kontrol og kan blive helt tilfreds med din lytteoplevelse.

En fornøjelse for dig og for andre

Forestil dig, at du ser en god film med din familie, men ved din egen lydstyrke, eller at du fører en samtale i bilen uden at gå glip af et eneste ord. Med hjælp fra Beltones trådløse tilbehør kan du følge med i alle samtaler og se tv sammen med dem, du holder af, ved din egen lydstyrke.



Fantastisk personligt tilpasset hørepleje

Altid ved din side


Det kan tage tid at vænne sig til at bruge høreapparat, og dine hørebehov kan ændre sig over tid. Beltone Remote Care sørger for tæt kommunikation mellem dig og din høreapparatspecialist, så dine høreapparater løbende justeres efter dine specifikke behov, uanset hvor du er i verden.

Nemt og praktisk

Gennem den gratis app HearMax kan du nemt sende en anmodning om hjælp til at ændre indstillingerne i dit høreapparat til din høreapparatspecialist. Og du kan modtage nye indstillinger med et enkelt tryk på telefonen uden behov for en konsultation i dit hørecenter. Med Beltone Remote Care sparer du tid, og du kan sætte din lid til, at hjælpen kun er et enkelt tryk væk.

Beltone Remote Care

er lige så nemt som at tælle til 1-2-3



- 1 Du anmoder om hjælp via HearMax appen.



- 2 Din høreapparatspecialist gennemgår og sender den nye indstilling tilbage til din app.



- 3 Tryk på appskærmen for at acceptere opdateringen. Du kan også bedømme den nye indstilling i appen.



**HJÆLPEN ER NÆR.
UANSET TID OG STED**



Se videoen om Beltone Amaze Remote Care på
beltone-hearing.com/amaze



Fantastisk genopladelighed

Friheden til at nyde livet i fulde drag

Batteriskift hører fortiden til

Takket være Beltone Amazes integrerede lithiumionbatteri behøver du ikke længere at skifte batteri. Og med den mest brugervenlige, bærbare oplader på markedet kan du få mest muligt ud af livet hver dag.

Op til 30 timer i en opladning

Beltone Amaze kan bruges i lang tid, op til 30 timer, når de er fuldt opladet. Opladningen er helt enkel – læg dine høreapparater i opladeren natten over, og de er klar til brug igen om morgenen. Hvis du har glemt at lade dine høreapparater op, er det ikke den store katastrofe. På blot 30 minutter kan du lade Beltone Amaze op, så de er klar til brug i 8 timer inden den næste opladning. Batteriet i Beltone Amaze er ekstremt holdbart, og selv efter 4 års brug har batteriet stadig 80% af sin kapacitet.

Elegant, bærbar oplader og æske

Dit Beltone Amaze apparat leveres med en elegant bærbar oplader, der også fungerer som en opbevaringsæske til dine høreapparater. Det er virkelig nemt at bruge opladeren. LED-indikatorerne viser dig det aktuelle batteriniveau, og om dine høreapparater er sat korrekt i og er ved at blive opladet. Selve opladeren har et internt batteri med en imponerende kapacitet til hele 3 fulde opladninger.

Batteritid 

Opladning påkrævet i

30 timer

3 timer

16 timer

1 time

8 timer

30 minutter