

Beltone **Direct Line™**

Vivir la audición
sin límites con
**accesorios
inalámbricos**

Beltone. Ayudamos al mundo a oír mejor

Beltone fue fundada con el ánimo de ayudar a un amigo a disfrutar más de la vida. Desde 1940, proporcionamos conocimientos, herramientas, servicios y formación a los profesionales de la audición. Beltone pone la atención auditiva de calidad a disposición de más personas. Para ello, desarrollamos soluciones auditivas técnicamente óptimas, sin dejar de centrarnos en las necesidades individuales. Estamos convencidos de que a ninguna persona se le debe negar la posibilidad de una vida mejor con una mejor audición.

Beltone es una marca registrada de GN Hearing Care Corporation. © 2015 GN Hearing Care Corporation. Reservados todos los derechos.

*La aplicación SmartRemote es compatible con iPhone con iOS 7.X o posterior. Apple, el logotipo de Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. La versión Android de la aplicación Beltone SmartRemote está disponible en determinados dispositivos Android con versión 2.3.5 o posteriores. Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories.

Fabricante

Beltone A/S
Lautrupjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca
Tel.: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
info@beltone.es
www.beltone.es

 **Beltone™**



Verdadera libertad de escucha

Los accesorios inalámbricos Beltone Direct Line™ facilitan la participación e interacción en cualquier situación de escucha y le conectan con el mundo que le rodea. Tanto para ver la televisión, seguir una conversación a distancia o hablar por teléfono, disponemos del accesorio inalámbrico que puede ayudarle a oír mejor.

Beltone Direct Line cuenta con un sistema inalámbrico propio de Beltone de 2.4 GHz. Además de proporcionar una señal auditiva de mayor calidad, esta tecnología probada permite transmitir sonido estéreo directamente a los audífonos, sin dispositivos intermedios. Todo lo que se necesita son unos dispositivos muy sencillos de manejar, para volver a disfrutar de las conversaciones, la televisión y de hablar por teléfono.

Direct TV Link 2

Disfrute transmitiendo sonido estéreo de alta calidad desde su televisor, equipo de música o PC directamente a los audífonos.

Direct Mando a Distancia 2

Realice ajustes en los audífonos de manera conveniente y discreta, y controle la intensidad del volumen transmitido desde Direct TV Link 2, Phone Link 2 o myPAL.

Direct Phone Link 2

Experimente conversaciones telefónicas nítidas y claras y disfrute de la libertad de su funcionalidad como mando a distancia básico.

myPAL Micro (Personal Audio Link)

Escuche con claridad a distancia, myPAL Micro transmite casi cualquier sonido que desee directamente a los audífonos. Ideal para lugares ruidosos.

myPAL Pro (Personal Audio Link)

Además de las prestaciones de myPAL Micro, myPAL Pro proporciona funcionalidad como micrófono de sobremesa, permitiendo la captura de las múltiples voces que haya a su alrededor al ponerlo en posición horizontal. Perfecto para cenas con amigos o familiares así como para reuniones de trabajo.



Más alcance de escucha

Imagine la sensación de estar junto a la persona que quiere oír, incluso estando a más de 20 metros de distancia, este es el tipo de experiencia de audición que ofrece el nuevo Beltone myPAL (Personal Audio Link). Préndalo en la ropa del guía del museo, de su nieto en el coche, o de un amigo en un bar, y se acercará a lo que desea escuchar.

La comunicación que no se realiza cara a cara puede ser un reto para todos, tanto si se padece pérdida de audición como si no. Beltone myPAL es un pequeño micrófono portátil que se entrega a la persona que se desea escuchar. Captura el sonido con claridad, incluso en entornos ruidosos, y lo transmite directamente a los audífonos, aproximándole la conversación y el entretenimiento. Así de fácil.

Beltone myPal Micro

- **Alcance inalámbrico hasta 25 m (sin obstáculos), para mantenerle en contacto incluso a distancia**
- **Micrófono direccional para un sonido claro y nítido**
- **Control de volumen incorporado y función silenciador**
- **Detección de caída, que silencia la transmisión de sonido si el dispositivo cae desde una altura superior a 75 cm**
- **Los indicadores visuales de estado le ayudan a ver el estado y modo de operatividad en cada momento**
- **10 horas de duración de la batería, para su uso con confianza durante todo el día**

Beltone myPAL Pro

Todas las prestaciones de myPAL Micro, más:

- **Al colocarlo horizontalmente myPAL Pro cambia automáticamente al modo de micrófono de sobremesa, optimizado para la captura de la voz de múltiples interlocutores.**
- **Ampliación de las opciones de conectividad**





Disfrutar todos juntos de la televisión

¿Recuerda cuando tenía que subir el volumen de la televisión o del equipo de música? Ahora usted y su familia pueden estar todos juntos sentados en el salón, con el volumen del televisor adecuado para todos los presentes, y usted continuará pudiendo participar en la conversación.

Con el transmisor Beltone Direct Line TV Link 2, disfrutará del sonido claro de su televisor o de cualquier otro dispositivo de audio, al volumen que usted desee, y seguirá pudiendo participar aún en las conversaciones a su alrededor. Puede conectar prácticamente cualquier dispositivo de audio: televisores, equipos de música u ordenadores, proporcionando el entretenimiento directamente a sus audífonos.



Direct TV Link 2

- Transmite sonido estéreo desde el televisor o cualquier otro dispositivo de audio a los audífonos
- Transmite el sonido hasta 7 metros, sin obstáculos
- Se reconecta automáticamente si sale del alcance y regresa en 5 minutos
- Funciona tanto con entradas de audio digitales como analógicas
- Compatible con las entradas de audio digitales codificadas Dolby®

Control total al alcance de su mano

Controlar la forma en la que elige escuchar nunca ha sido tan sencillo. El intuitivo Beltone Direct Line Mando a Distancia 2 simplifica la audición. Puede ajustar el volumen en uno o ambos audífonos, cambiar de programa, o alternar fácilmente entre el sonido transmitido desde el televisor, la radio, myPAL o el ordenador. La gran pantalla LCD muestra los programas, el volumen y el nivel de carga de la pila de los audífonos en un solo vistazo.

Ya puede incluso ajustar el balance entre los sonidos a su alrededor y el transmitido para asegurarse de que escucha todo lo que desea.

Direct Mando a Distancia 2

- **Ajusta el volumen en uno o ambos audífonos**
- **Cambia el programa en los audífonos**
- **Alterna la transmisión entre los dispositivos como el televisor, la radio u el ordenador**
- **Equilibra el volumen de los audífonos con el de los dispositivos de transmisión**
- **Bloquea los sonidos del entorno con la función Silenciador**
- **Ofrece visibilidad clara y discreta de la configuración de los audífonos**




Más claridad en las conversaciones telefónicas

Oiga el sonido de aviso de la llamada entrante directamente en los audífonos, incluso si el teléfono se encuentra en un bolsillo o en el bolso. Hable en modo manos libres, y disfrute de una conversación clara en ambos oídos. Utilice el botón Silenciador para suprimir el ruido de fondo cuando esté hablando en un entorno ruidoso.

El dispositivo Phone Link 2 también se puede emplear como mando a distancia para cambiar entre los distintos programas ambientales y ajustar el volumen del audífono tanto si está o no hablando por teléfono. Y la aplicación Beltone SmartRemote™ funciona con Phone Link 2 para convertir los dispositivos telefónicos de iPhone® o Android™ en un mando a distancia completo y discreto.*

Direct Phone Link 2

- Señal de voz clara y potente
- Los botones Silenciador y de Programa ofrecen una forma cómoda de control básico de las funciones del audífono
- Los micrófonos direccionales y la prestación de reducción del ruido facilitan la comprensión del habla
- Transmite sonido de alta calidad en estéreo desde el teléfono



Aplicación SmartRemote



Phone Link 2

