



Chaque



jour



plus



incroyable

© 2018 GN Hearing Care Corporation. Tous droits réservés. Beltone est une marque déposée de GN Hearing Care Corporation. Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch et Apple Watch sont des marques d'Apple Inc., déposées aux USA et dans d'autres pays. App Store est une marque de services d'Apple Inc., enregistrée aux USA et dans d'autres pays. Android, Google Play et les logos Google Play sont des marques de Google Inc. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Les aides auditives GN Hearing sont indiquées pour la correction de pertes auditives légères, moyennes, sévères et profondes. Nous vous invitons à lire attentivement le manuel d'utilisation. En cas de doute, demandez conseil à un spécialiste. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Septembre 2018. RCS 509689915. FR 72509689915

GN Hearing
1 place des Etats-Unis
Bâtiment Liège - Zone SILIC
94150 Rungis
Tel.: + 33 1 75 37 70 00
Web : www.beltone.fr



M102661FR-03.08-Rev.A



Beltone Amaze™



Beltone Amaze

La solution qui répond à tous vos besoins auditifs

Chaque mot, chaque rire, chaque tonalité a son importance. Avec Beltone Amaze vous ne manquez aucun de ces moments si spéciaux de la vie.

Laissez-vous surprendre :

Par une restitution sonore sans égale dans toutes les situations même les plus exigeantes comme l'écoute de la musique ou une conversation dans un environnement bruyant.

Par une offre de connectivités complète et performante permettant la transmission directe entre de nombreux équipements et vos aides auditives.

Par un service innovant de télé-médecine adapté à l'audioprothèse pour assurer le meilleur suivi de votre audition au quotidien, où que vous soyez.

Par une technologie rechargeable et fiable avec un nouveau chargeur élégant, léger et nomade qui vous assurera une liberté sans précédent.

Bienvenue dans l'univers
de Beltone Amaze !





Un son naturel **incroyable**

Profitez d'une expérience auditive plus claire, plus riche et plus détaillée


Avec Beltone Amaze, qui intègre notre dernière technologie de micro-processeur plus rapide et plus puissante, vous profiterez d'un son plus clair, riche et harmonieux dans toutes les situations d'écoute.

Plongez dans une variété de sons infinie

Notre technologie de pointe CrossLink Directionality 2 avec Personal Sound ID offre une perception de l'environnement incomparable. Conversations et bruit ambiant paraissent maintenant naturels et vous pouvez décider sur quels sons vous concentrer. Et si vous entendez un bruit fort soudain, Beltone Amaze l'ajustera à un niveau confortable.

Appréciez une musique plus texturée

Avec Beltone Amaze, la musique n'a jamais sonné aussi riche et claire. Apprécier l'écoute de la musique avec une aide auditive est une prouesse technologique. Peu importe l'équipement utilisé, peu importe l'endroit, vous profiterez désormais de votre musique comme jamais.



95% des utilisateurs préfèrent Beltone Amaze aux aides auditives concurrentes* pour écouter de la musique

*Jespersen et al, 2018

Incroyablement connecté

Une application dédiée pour régler vos aides auditives discrètement

HearMax est une application gratuite à télécharger sur l'App Store ou Google Play. Une fois l'application installée sur votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez facilement contrôler vos aides auditives.

Maîtrisez votre audition

Cette application est la seule à vous proposer des réglages aussi avancés que la réduction en temps réel du bruit de fond, y compris celui du vent, ou la mise en évidence de la parole. Elle propose aussi des fonctionnalités plus traditionnelles comme l'ajustement du volume, les changements de programme d'écoute et l'état de la batterie de vos aides auditives (série 63).

Optimisez votre confort auditif

Du bout des doigts, vous pouvez régler vos aides auditives discrètement et en temps réel depuis un iPhone, iPad, Apple Watch ou bien depuis un smartphone ou une tablette munis d'un système d'exploitation Android. Vous êtes ainsi maître de votre audition en toute situation.

Comment installer votre application ?

1. Téléchargez gratuitement votre application Beltone HearMax sur l'App Store ou Google Play

2. Jumelez vos aides auditives rapidement

Sur iOS :

Réglages > Général > Accessibilité > Appareils auditifs MFi > Activer le Bluetooth et suivre la procédure affichée à l'écran.

Sur Android :

Ouvrir l'application **Beltone HearMax** et suivre les indications qui s'affichent.

3. L'application HearMax est prête



Une étude* a montré que 91% des utilisateurs de l'application HearMax sont satisfaits de leur appareillage.



APPLICATION HEARMAX

Vous vous sentirez plus autonome et satisfait(e) de votre expérience auditive lorsque vous contrôlerez vos aides auditives avec l'application.



*Source : Beltone Patient Excellence Survey 2015.
Liste des appareils compatibles disponibles sur <https://www.beltone.com/support/compatibility>

Incroyablement divertissant

Une qualité de streaming excellente et une grande simplicité d'utilisation

Écouter de la musique, la télévision ou recevoir des appels directement dans vos aides auditives Beltone Amaze n'a jamais été aussi agréable.

Vos conversations téléphoniques directement dans vos aides auditives

Beltone a été le premier fabricant au monde à commercialiser l'aide auditive Made for Apple. Si vous possédez un iPhone, les conversations téléphoniques ou les fichiers sonores seront transmis directement en streaming dans vos deux aides auditives, dans une qualité sonore supérieure. Si vous possédez une autre marque de smartphone, vous pouvez vous équiper en option du Phone Link 2 pour le même confort auditif.

Vos programmes de télévision directement dans vos aides auditives

Beltone Amaze est compatible avec toute la gamme d'accessoires sans fil Beltone Direct Line. Imaginez que vous regardez un excellent film à la télévision avec votre famille mais au volume sonore qui vous convient. Avec l'aide du TV Link 2, le son de la télévision est transmis directement dans vos aides auditives, sans tour de cou disgracieux et encombrant.

Demandez les accessoires Direct Line à votre audioprothésiste



En streaming TV, 71% des utilisateurs préfèrent la qualité sonore de Beltone Amaze à celle des aides auditives concurrentes*



En streaming depuis l'iPhone, 64% des utilisateurs préfèrent la qualité sonore de Beltone Amaze à celle des aides auditives concurrentes Made for iPhone*

QU'EST-CE QUE LE STREAMING ?

Technique permettant une transmission audio directe de haute qualité en stéréo et en temps réel - sans dispositif intermédiaire inconfortable et stigmatisant à porter autour du cou - entre vos aides auditives et la télévision par exemple, grâce à un accessoire.



*Jespersen et al, 2018


Incroyable service de soin personnalisé

Avec vous à chaque étape

S'habituer à ses aides auditives peut prendre du temps. Beltone Remote Care vous permet de rester en contact avec votre audioprothésiste afin que vos aides auditives puissent être ajustées en fonction de vos besoins, même à distance et en situations réelles (au restaurant, au théâtre,...).

Des soins faciles et pratiques

Ce service de télémédecine adapté à l'audioprothèse apporte de nombreux bénéfices. Vous pouvez demander un ajustement à votre audioprothésiste entre deux rendez-vous de suivi et éviter de vous déplacer, ce qui vous fait gagner du temps. C'est aussi très utile lorsque vous êtes en déplacement ou en vacances.



Beltone Remote Care en trois étapes simples



- 1 Vous demandez une assistance via l'application HearMax.



- 2 Votre audioprothésiste effectue les ajustements et vous les envoie sur votre application.



- 3 Appuyez sur l'écran de l'application pour accepter les nouveaux ajustements mis à jour.

Incroyablement rechargeable

Une audition en toute confiance

Une grande facilité d'utilisation

Grâce à la batterie lithium-ion intégrée au Beltone Amaze (série 63), vous n'avez plus de piles à changer et vous pouvez vivre votre audition en toute confiance.

Une autonomie record pour plus de liberté

Beltone Amaze dispose d'une grande autonomie, jusqu'à 30 heures après seulement 3 heures de charge. Pour plus de commodités, vous pouvez aussi placer vos aides auditives dans le chargeur la nuit et elles seront de nouveau prêtes à l'emploi dès le lendemain. Faute de temps, une charge rapide de 30 minutes suffira pour assurer 8 heures d'autonomie. Extrêmement durables – même après 4 ans d'utilisation – les batteries de vos Beltone Amaze conserveront 80% de leurs capacités.

Un chargeur nomade et élégant

Vos aides auditives Beltone Amaze (série 63) sont livrées avec un chargeur nomade et élégant qui sert aussi d'étui de rangement. L'utilisation du chargeur est extrêmement simple – les indicateurs LED vous indiquent le niveau de batterie actuel, si vos aides auditives sont correctement insérées et en charge. Le chargeur lui-même a une batterie interne avec une capacité impressionnante pour vous donner jusqu'à 3 charges complètes.

Autonomie 

30 heures

16 heures

8 heures

Chargement requis

3 heures

1 heure

30 minutes



Deux solutions auditives **design**

Discrétion, confort et fiabilité

La gamme Beltone Amaze se décline en deux séries, l'une rechargeable, l'autre à pile traditionnelle, en fonction de vos besoins auditifs et de votre budget.

- Série 63 avec une batterie lithium-ion
- Permet jusqu'à 30 heures d'autonomie



- Série 64 avec une pile 13 traditionnelle
- 20% moins énergivore grâce à la nouvelle plateforme du Beltone Amaze



Pour toutes les pertes auditives

Les aides auditives Beltone Amaze sont conçues pour répondre aux surdités légères à profondes, avec 4 puissances d'écouteurs disponibles : LP, MP, HP, UP.

Écouteurs déportés

Placés dans le conduit auditif pour transmettre le son au plus près du tympan, les écouteurs SureFit™ 2 vous assurent confort et fiabilité.

Fiabilité dans le temps

Répondant à la norme IP58, les aides auditives Beltone Amaze sont pourvues d'une protection HPF80 nanoblock qui les protège de l'humidité et de la poussière.

UN LARGE CHOIX DE COLORIS



• Blanc

• Argent

• Gris Clair

• Gris

• Anthracite

• Marron

• Noir

• Beige