

Aider le monde à mieux entendre

Depuis 1940, Beltone a pour priorité d'améliorer la vie des malentendants en créant des aides auditives de qualité avec les meilleures technologies. L'objectif est de proposer la meilleure solution globale au malentendant et à l'audioprothésiste. Chaque jour nous relevons des défis technologiques sans nous détourner de l'approche humaniste qui dicte notre philosophie : améliorer l'audition c'est offrir une vie meilleure.

Beltone est une marque de GN Hearing Care Corporation. © 2019 GN Hearing Care Corporation. Tous droits réservés. Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, Apple Watch et FaceTime sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

GN Hearing

1 place des États-Unis
Bâtiment Liège - Zone SILIC
94150 Rungis
Tél : 01 75 37 70 00
www.beltone.com/fr-fr

Beltone **Boost Plus**™

**Puissance et
connectivité**



Made for
iPhone | iPad | iPod

 **Beltone**™

Tout entendre facilement




Vivre avec une perte auditive sévère à profonde est un véritable challenge. L'aide auditive Beltone Boost Plus est conçue pour faire face à toutes les difficultés rencontrées tout au long d'une journée et entendre toutes les conversations. Cette aide auditive est l'une des plus puissantes conçues à ce jour, tout en étant solide et très confortable.

La technologie Made For Apple® offre la possibilité de recevoir directement dans les aides auditives le son de l'iPhone®, l'iPad® ou l'iPod touch®. Elle est compatible avec l'application Beltone HearPlus™, ainsi vous contrôlez discrètement Beltone Boost Plus depuis l'iPhone, l'iPad, l'iPod touch, l'Apple Watch® et depuis certains smartphones Android™.



Beltone Boost Plus délivre une qualité sonore incomparable. Les fonctions avancées telles que Feedback Eraser, Smart Gain Pro et Sound Shifter combinent puissance sonore et clarté de l'information. Vous entendez clairement et en détail tout ce qui se passe autour de vous. Les algorithmes CrossLink Directionality et Personal Sound ID offrent un son naturel tout en préservant la spatialisation des sons pour que vous compreniez parfaitement d'où ils proviennent. L'expérience auditive est naturelle.



Un monde de connectivité

Beltone Boost Plus intègre la technologie Made for Apple, les personnes ayant une perte sévère à profonde ont désormais accès aux mêmes moyens de communication que tout le monde. Connectez votre iPhone, iPad et iPod touch avec vos aides auditives et recevez vos appels ou de la musique directement dans celles-ci. Beltone Boost Plus se transforme en écouteurs stéréo sans fil, vous profitez de FaceTime® et de tous vos appels téléphoniques. C'est une véritable révolution dans le monde des aides auditives.

Contrôlez vos aides auditives avec l'application HearPlus

Il n'a jamais été aussi simple et discret de contrôler ses aides auditives. Modifiez le volume et changez les programmes directement depuis l'iPhone, l'iPad, l'iPod touch, l'Apple Watch® ou depuis certains smartphones Android. D'un simple geste via l'application, vous personnalisez instantanément votre expérience auditive. Vous réduisez le bruit de fond dans un restaurant, affinez la directivité des microphones pour vous concentrer sur votre interlocuteur et réduisez le bruit du vent à l'extérieur. C'est aussi discret que d'écrire un message ou d'envoyer un e-mail.





Puissance maîtrisée et fiabilité augmentée

Toute la puissance nécessaire

Beltone Boost Plus n'est pas simplement une aide auditive surpuissante. Elle dispose des meilleurs algorithmes du marché conçus spécialement pour les pertes auditives sévères à profondes. Vous disposez ainsi d'une expérience auditive parfaite, que vous contrôlez, sans artefact ni distorsion.

Le son est toujours clair grâce au **Feedback Eraser**, qui retire tous les sifflements dûs au Larsen. Le confort est optimal tout au long de la journée.

Les sons aigus, comme les voix d'enfants ou le chant des oiseaux, peuvent être difficiles à entendre pour les personnes souffrant d'une perte sévère ou profonde. Grâce au **Sound Shifter**, ces sons aigus sont transformés pour que vous puissiez les entendre clairement. Le son est toujours riche et détaillé.

Il est primordial que les aides auditives soient fiables à chaque instant et que vous puissiez compter sur elles. Les Beltone Boost Plus disposent de la technologie **HPF⁸⁰ NanoBlock™**, c'est une fine couche de polymère invisible qui recouvre chaque composant interne et externe. Les aides auditives sont ainsi protégées de l'humidité, de la poussière et du cérumen. HPF80 NanoBlock augmente considérablement la durée de vie des appareils.




La technologie HPF⁸⁰ NanoBlock protège les aides auditives de la transpiration et de la saleté.



L'audition idéale à chaque instant

Beltone Boost Plus est efficace même dans les situations difficiles, comme au restaurant avec du bruit de fond, au téléphone ou en réunion de travail. Beltone Boost Plus intègre les meilleures technologies pour vous aider à entendre chaque paroles clairement. Vous profitez ainsi de chaque moment passé avec vos proches et vos amis.

Les technologies **CrossLink Directionality** et **Personal Sound ID** délivrent un son au plus proche de la réalité. Vous seul choisissez les sons sur lesquels vous voulez vous concentrer, ce ne sont pas les aides auditives qui décident à votre place. Avec ces technologies de pointe, écouter quelqu'un parler et entendre en même temps une alarme sonner est redevenu possible.



Dès lors que vous passez d'un environnement à un autre, ces aides auditives ajustent automatiquement le volume sonore ou le niveau du bruit de fond. **Smart Gain Pro** et **Sound Cleaner Pro** sont des fonctionnalités innovantes, elles réduisent ou retirent automatiquement les bruits parasites et affinent le volume sonore de vos aides auditives. Vous profitez désormais de toutes les conversations sans être distrait par ce qui se passe autour de vous.

La communication inter-appareils change automatiquement les programmes et le volume sur les deux aides auditives en même temps. Vous disposez toujours des meilleurs réglages sur les deux aides auditives, sans avoir à les manipuler.



Des accessoires pour **tout entendre**

Le meilleur confort d'écoute

Le design et l'ergonomie ont été étudiés pour que le confort soit parfait tout au long de la journée. Beltone Boost Plus a été conçue dans les moindres détails, cette aide auditive est affinée au maximum pour plus de discrétion et de confort. Beltone Boost Plus est disponible en différentes couleurs pour s'adapter à la couleur de la peau ou des cheveux.

Beltone Boost Plus est compatible avec la gamme d'accessoires sans fil à 2,4 GHz, vous recevez le son provenant de différentes sources sonores directement dans vos aides auditives sans avoir besoin d'appareil intermédiaire à porter autour du cou. Vous disposez de la meilleure audition à tout moment.



Beltone Direct
TV Link 2

Beltone Direct TV Link 2

Recevez le son de votre TV, système HiFi ou ordinateur directement dans vos aides auditives et en stéréo.

Beltone Direct Remote Control 2

Ajustez le volume sonore des aides auditives, changez les programmes, ou vérifiez l'état des connexions avec d'autres accessoires.

Beltone Direct Phone Link 2

Parlez au téléphone en kit main libre et écoutez un correspondant directement dans les aides auditives Beltone Boost Plus. Changez de programme et ajustez le volume sonore.

Beltone myPAL Micro (Personal Audio Link)

Clipsez le myPal Micro au vêtement de l'interlocuteur et entendez tout clairement directement dans les aides auditives. C'est idéal pour les environnements bruyants.

Beltone myPAL Pro (Personal Audio Link)

En plus des fonctionnalités du myPAL Micro, le myPAL Pro se transforme en microphone de table une fois posé à l'horizontal. Vous entendez parfaitement tout ce qui se passe autour.



Beltone Direct
Remote Control 2



Beltone Direct
Phone Link 2



Beltone
myPAL Pro



Beltone
myPAL Micro