

Beltone **Direct Line™**

L'audition  
**sans contrainte**



 **Beltone™**

# Découvrez la vraie liberté

La vie est beaucoup plus agréable avec les accessoires sans fil Beltone Direct Line™, vous échangez facilement avec chaque personne tout en étant connecté aux nouvelles technologies. A chaque situation d'écoute nos accessoires sans fil répondent à votre besoin que ce soit devant la télévision ou pendant un dîner avec des amis.

La gamme Beltone Direct Line intègre la technologie sans fil 2,4 GHz. En plus d'améliorer le signal audio, cette technologie vous permet d'envoyer le son depuis différentes sources sonores directement dans vos aides auditives sans avoir à porter d'appareil intermédiaire autour du cou. Ces accessoires sont discrets et faciles d'utilisation, vous allez redécouvrir les joies d'une conversation téléphonique ou celles d'une émission de télévision.



Direct TV Link 2



Direct Remote Control 2

## Direct TV Link 2

Profitez du son de votre télévision directement dans vos aides auditives en stéréo et en haute qualité. Fonctionne également avec un PC ou un système HiFi.

## Direct Remote Control 2

Ajustez le volume sonore et les programmes de vos aides auditives. Contrôlez les connexions des autres accessoires sans fil (Direct TV Link 2, Phone Link 2 et myPAL) et réglez leur volume.

## Direct Phone Link 2

Appréciez la qualité d'une conversation téléphonique avec un son clair tout en modifiant les réglages de vos aides auditives depuis votre smartphone.

## myPAL Micro (Personal Audio Link)

Grâce au myPAL Micro vous entendez parfaitement tous les sons même distants de plusieurs mètres, il fonctionne comme un microcravate. Il est idéal dans les endroits bruyants.

## myPAL Pro (Personal Audio Link)

En plus des fonctionnalités du myPAL Micro, le myPAL Pro se transforme intelligemment en microphone de table. Il récupère automatiquement toutes les voix autour de lui et les retransmet dans vos aides auditives. Il est très utile lors des dîners ou lors des réunions de travail.



Direct Phone Link 2



myPAL Pro



myPAL Micro

# À chaque moment **une audition parfaite**

Imaginez entendre parfaitement une personne située loin de vous comme si elle était à côté. C'est possible avec le nouvel accessoire sans fil Beltone myPAL (Personal Audio Link). Utilisez-le lors d'une visite de musée, pour discuter avec un passager en voiture ou au restaurant avec vos amis.

Une conversation sans voir le correspondant peut-être difficile à comprendre pour tout le monde, à fortiori pour un malentendant. Le Beltone myPAL est un petit microphone que vous clipsez sur la personne que vous désirez écouter. Il capture le son même dans les environnements bruyants et le transmet directement dans vos aides auditives, vous entendez tout clairement en toute occasion.

## Beltone myPal Micro

- **Portée d'émission jusqu'à 25 mètres, même éloigné vous restez proche de ceux que vous voulez écouter**
- **Microphone directionnel, pour un son clair et détaillé**
- **Contrôle du volume et fonction sourdine intégrés**
- **Détection automatique des chutes, le son se coupe dès que l'accessoire tombe d'au moins 75 cm**
- **Indicateurs visuels pour connaître l'état de fonctionnement et les modes**
- **Autonomie de la batterie, 10 heures environ**

## Beltone myPAL Pro

*Fonctionnalités additionnelles par rapport au myPAL Micro :*

- **Utilisé à l'horizontal, le myPal Pro se transforme automatiquement en microphone de table et capture la voix de toutes les personnes autour.**
- **De multiples possibilités de connexions**





## Le son de la TV dans les aides auditives

Votre famille vous reproche de trop augmenter le volume sonore de votre télévision ou de votre radio? Le calme peut désormais revenir avec le volume sonore de la télévision à un niveau confortable pour chacun, vous pouvez même discuter et profiter de votre émission.

Grâce au Beltone Direct Line TV Link 2, vous profitez de votre télévision avec un son clair au volume qui vous est confortable et agréable. Vous pouvez au même moment discuter avec les personnes assises près de vous. Cet accessoire est compatible avec la télévision, le PC, la radio.





## Direct TV Link 2

- Transmet le son de votre TV, en stéréo directement dans vos aides auditives. Fonctionne avec la majeure partie des dispositifs audio (radio, PC, etc...)
- Fonctionne jusqu'à 7 mètres de distance sans obstacle
- Se reconnecte automatiquement si vous sortez du rayon d'émission et revenez dans les 5 minutes
- Compatible avec des connectiques audio analogiques et digitales
- Compatible avec les sources audio Dolby® Digital

# Tout contrôler d'un simple geste


Contrôler son audition n'a jamais été aussi simple. Beltone Direct Line Remote Control 2 est une télécommande qui rend l'utilisation de ses aides auditives beaucoup plus facile. Vous ajustez discrètement le volume, changez les programmes ou passez facilement d'un accessoire à un autre. Toutes les informations sont parfaitement lisibles sur le large écran LCD, il vous suffit d'un regard pour les vérifier.

Vous pouvez désormais ajuster l'équilibre entre le son de l'environnement extérieur et celui de votre télévision indépendamment l'un de l'autre. Vous entendez tout, distinctement.

## Direct Remote Control 2

- **Ajuster le volume de vos aides auditives**
- **Changer les programmes**
- **Choisir entre la télévision, la radio ou l'ordinateur**
- **Equilibrer le son des aides auditives avec celui des autres accessoires sans fil**
- **Couper les microphones des aides auditives avec la fonction sourdine**
- **Avoir un aperçu clair et discret des réglages des aides auditives**






## **Direct Phone Link 2**

- **Paroles claires et détaillées**
- **Boutons sourdine et programme pour contrôler efficacement les fonctionnalités principales des aides auditives**
- **Doubles microphones et réducteur de bruit pour comprendre les discussions dans tous les environnements**
- **Envoie le son de votre iPhone directement dans vos aides auditives**

# Tout comprendre au téléphone

Le téléphone sonne directement dans vos aides auditives, vous l'entendez même s'il est dans votre poche ou dans votre sac à main. Parlez en main libre et profitez des conversations claires en stéréo dans les deux oreilles. Activez le mode sourdine pour supprimer le bruit de fond dans les environnements bruyants.

Le Phone Link 2 peut également être utilisé en télécommande pour vos aides auditives, vous changez vos programmes et ajustez votre volume que vous soyez au téléphone ou non. L'application Beltone SmartRemote™ fonctionne avec le Phone Link 2 et transforme votre iPhone® ou smartphone Android™ en une télécommande discrète et efficace.\*



Application SmartRemote



Phone Link 2



## Aider le monde à mieux entendre

Depuis 1940, Beltone a pour priorité d'améliorer la vie des malentendants en créant des aides auditives de qualité avec les meilleures technologies. L'objectif est de proposer la meilleure solution globale au malentendant et à l'audioprothésiste. Chaque jour nous relevons des défis technologiques sans nous détourner de l'approche humaniste qui dicte notre philosophie : améliorer l'audition c'est offrir une vie meilleure.

Beltone est une marque de GN Hearing Care Corporation. © 2019 GN Hearing Care Corporation. Tous droits réservés.

L'application \*SmartRemote est compatible avec l'iPhone fonctionnant sous iOS 7.X or plus ancien. Apple, le logo Apple et iPhone sont des marques d'Apple Inc, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. La version Android de l'application Beltone SmartRemote est disponible sur une sélection d'appareils Android fonctionnant avec la version 2.3.5 or plus. Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

### France

GN Hearing sas  
Zone Silic – Bâtiment Liège  
1 place des Etats-Unis  
94150 Rungis  
Tél.: 01 75 37 70 00  
[www.beltone.com/fr-fr](http://www.beltone.com/fr-fr)

