

Beltone **Legend™**

**L'harmonie parfaite**

Une audition personnalisée



Conçu pour



iPod iPhone iPad

 **Beltone**



## L'audition personnalisée

L'audition de chaque personne est unique. C'est pourquoi une aide auditive ne doit pas seulement convenir à votre perte auditive, elle doit aussi s'adapter à votre style de vie et correspondre à vos besoins. Vous seul savez ce qui vous convient et il est évident que vous préférez entendre certains sons plus que d'autres.

L'aide auditive Beltone Legend s'adapte à vos envies mieux que toute autre aide auditive du marché. Grâce aux fonctions Personal Sound ID™ et Crosslink, la qualité sonore et l'intelligibilité sont exceptionnelles.



Les fonctions Smart Gain Pro et Feedback Eraser offrent adaptabilité et intelligence. Avec la fonction Made For Apple® vous envoyez le son directement dans vos aides auditives depuis votre iPhone, iPad ou iPod touch. L'application HearPlus vous permet de contrôler directement vos aides auditives depuis votre iPhone, iPad ou iPod touch, ou votre smartphone Android™. Beltone Legend est l'aide auditive la plus perfectionnée.

**Choisissez Beltone Legend !**

# Choisissez votre son


Notre audition est sans cesse sollicitée par une multitude de sons. Notre cerveau les sélectionne, les compare et reconstruit l'image sonore tridimensionnelle. Il est difficile pour des aides auditives de reproduire cette richesse sonore indispensable à la parfaite compréhension de l'environnement dans lequel vous évoluez.

## Une audition fidèle à la réalité

Beltone Legend restaure les qualités de l'audition naturelle grâce à deux fonctions révolutionnaires : **Personal Sound ID™** et **CrossLink Directionality**. Personal Sound ID imite les différences de niveaux sonores naturels entre vos oreilles, vous aidant à parfaitement localiser la provenance des sons.

La fonction CrossLink Directionality améliore la compréhension dans les environnements bruyants. Elle contrôle l'environnement sonore et choisit le meilleur réglage pour restituer naturellement la parole. CrossLink Directionality associé au Personal Sound ID vous procure un rendu sonore fidèle à la réalité. C'est vous qui choisissez les sons que vous désirez entendre, pas les aides auditives.

Grâce à ces fonctions innovantes, il est facile de se concentrer sur les paroles de votre interlocuteur sans jamais être coupé de ce qui se passe autour de vous.





# S'adapte à **tous les styles de vie**

Les aides auditives Beltone Legend sont conçues pour s'adapter à tous les environnements et toutes les situations sonores, depuis la conversation tranquille à l'excursion en bateau un jour de grand vent.

**Smart Gain Pro™** ajuste automatiquement le volume et s'adapte aux changements d'environnements. Lorsque l'environnement est bruyant, le volume est réduit et si l'environnement est calme, le volume est augmenté.

**Sound Cleaner Pro™** fonctionne avec Smart Gain Pro pour minimiser le bruit de fond. Ainsi vous vous déplacez sans perdre un mot de la conversation.



**Feedback Eraser™**, couplé au WhistleStop™, détecte le Larsen et l'annule sans baisser la qualité sonore. Cette fonction supprime les bruits indésirables et les sifflements lorsque vous utilisez le téléphone, ou lorsque vous embrassez un proche.

La **synchronisation inter-appareils** applique automatiquement les changements de programme et de volume d'une aide auditive à l'autre, pour que vous n'ayez jamais à changer les réglages sur les deux aides auditives.

**Sound Shifter™** vous permet de mieux entendre les sons aigus, ainsi vous avez accès à tous les sons.




# Conçu et dessiné dans le détail


## Conçu pour s'adapter au plus grand nombre

Beltone Legend est l'aide auditive la plus personnalisable du marché. Elle est petite, pratiquement invisible et conçue pour être portée tous les jours même lors de la pratique d'un sport ou dans des conditions climatiques difficiles. Conçue dans le détail, Beltone Legend s'adapte à toutes les utilisations. La protection hydrophobe HPF<sup>80</sup> NanoBlock repousse l'humidité et la poussière. Grâce au réducteur de bruit de vent, chaque moment à l'extérieur devient un plaisir, même si le vent souffle fort. Tous les bruits gênants sont filtrés et retirés.

Les aides auditives Beltone Legend sont disponibles dans une large gamme d'appareils et dans différentes couleurs. Elles sont discrètes et s'adaptent à chacun.



*Intra IIC*



*Écouteur déporté (RITE)*



*IIC, CIC, ITC, ITE, RITE 63, RITE 64, 76 BTE, 86 BTE*




# Contrôlez vos aides auditives discrètement

## Contrôle discret et transmission directe

Beltone Legend est compatible MFA, "Conçu pour Apple" : vous pouvez transmettre le son de votre iPhone, iPad ou iPod touch directement vers vos aides auditives, sans appareil intermédiaire. Vous recevez vos appels téléphoniques, utilisez FaceTime® et écoutez de la musique avec vos aides auditives.

## Application gratuite HearPlus™

Grâce à l'application HearPlus, vous contrôlez intuitivement vos aides auditives depuis l'iPhone, l'iPad ou l'iPod touch ainsi que depuis l'un des smartphones Android les plus utilisés. Vous ajustez le volume ou les programmes d'écoute, assignez un réglage précis à un lieu particulier et retrouvez facilement vos aides auditives égarées. Le réducteur de bruit de fond, la directivité ou le réducteur de bruit de vent sont également réglables directement depuis l'application.





## **Beltone. Aidons le monde à mieux entendre.**

Depuis 1940, Beltone a pour priorité d'améliorer la vie des malentendants. Pour cela, Beltone aspire à permettre au plus grand nombre d'accéder à des aides auditives de qualité. Notre objectif est de proposer la meilleure solution globale au malentendant et à l'audioprothésiste, en relevant les défis technologiques, mais sans nous détourner de l'approche humaine qui dicte notre philosophie : la possibilité d'une vie meilleure grâce à une audition améliorée doit être accessible au plus grand nombre !

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch et FaceTime sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service de Apple Inc. La version Android de l'application Beltone HearPlus ne peut s'installer que sur certains modèles seulement. Visitez [www.beltone.com/fr-fr](http://www.beltone.com/fr-fr) pour savoir quels modèles sont compatibles. Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc.

### **GN Hearing**

1 place des États-Unis  
Bâtiment Liège - Zone SILIC  
94150 Rungis  
Tél : 01 75 37 70 00  
[www.beltone.com/fr-fr](http://www.beltone.com/fr-fr)

