

Conozca Beltone **Origin™**

# Origin

Comience a oír



 **Beltone™**

# El legado continúa

Todo empezó en 1940, cuando el fundador de Beltone creó un dispositivo para ayudar a su mejor amigo a escuchar de nuevo. Esa pasión por ayudar a las personas a escuchar de nuevo el mundo que les rodea nunca ha vacilado en nuestros más de 70 años de historia. Desde el principio, con la ayuda constante y los comentarios de nuestros colaboradores, continuamos desarrollando soluciones para facilitar a los clientes la importante decisión de mejorar su audición. Ese legado vive en la actualidad con la introducción de Beltone Origin.



## Tecnología avanzada para todos sus clientes

Agradecemos sinceramente sus historias de éxito que destacan la calidad del diseño de nuestro amplificador más reciente. Lo que seguimos escuchando es que la calidad del sonido lo convierte en puro, claro y confortable. Adaptarse a la amplificación es mucho más fácil para sus clientes.

Sabemos que le gustaría obtener la misma calidad de sonido en un conjunto que sea fácil de usar y al que puedan acceder todas las personas con deficiencias auditivas. Hacerlo bien. Que sea asequible, para que todos puedan experimentar los beneficios de los audífonos modernos. Ese fue el origen de nuestra emocionante familia de productos nuevos.



# Sin sacrificar la calidad del sonido

En el centro de Beltone Origin se encuentra el mismo circuito integrado que da origen a la excelente calidad de sonido de nuestros productos más avanzados. Es rápido y potente, y ofrece un amplio rango dinámico. El sonido resultante es limpio y nítido, y sin necesidad de llevar accesorios molestos. En pocas palabras, Beltone Origin suena mejor que otros audífonos en su segmento de precio.

Con Beltone Origin, sus clientes logran una calidad de sonido superior a un precio excepcional y en un formato fácil de usar y ajustar. Así que tanto si son nuevos usuarios, como si ya tienen experiencia y buscan un dispositivo que les ofrezca una mejor calidad a un precio asequible, Beltone Origin es la herramienta ideal. Es decir, podrá oír de nuevo.

# Mejor calidad de sonido con tecnología avanzada

Los audífonos Beltone Origin proporcionan a sus clientes muchas ventajas para mejorar su audición y calidad de vida:

## **Direccionalidad**

Múltiples opciones para situaciones auditivas diferentes ayudan a los clientes a centrarse en lo que quieren oír y cuando lo quieren oír.

## **Control de feedback**

Supresor de feedback sin reducir la calidad del sonido. Proporciona una ganancia de reserva para que los clientes la puedan usar cuando la necesiten.

## **HPF<sup>80</sup> NanoBlock**

Protege el interior y el exterior del audífono de la humedad y suciedad, lo que reduce los costes de reparación, prolongando la vida útil del dispositivo y manteniendo satisfechos a sus clientes durante más tiempo.

## **Auto Phone**

Los clientes comentan que tienen problemas o simplemente se olvidan de presionar el botón adecuado cuando usan el teléfono. Con Auto Phone, el audífono cambiará automáticamente a un programa telefónico cuando aproxime un teléfono a su oído. Es simple, sencillo y automático.

## **Audiometría in situ**

¿Se encuentra en una situación donde su audiómetro no es funcional? Ahora tiene la opción de utilizar el nuevo Beltone Origin BTE para medir el umbral de audición del paciente y utilizar esos datos para el primer ajuste. Con la audiometría in situ de Beltone Origin, siempre podrá probar y ajustar el audífono al paciente, sin importar dónde se encuentre.




# Un tamaño y formato para cada necesidad

Beltone Origin ofrece una gran variedad de tamaños y formatos a sus clientes. Está disponible en todos los niveles de potencia para adaptarse a cualquier pérdida auditiva.


Los clientes mas preocupados por su aspecto pueden elegir el pequeño miniBTE. Aquellos que necesitan más potencia disponen de los modelos BTE. Además, todos los modelos de Beltone Origin se ofrecen en una amplia gama de colores para combinar con cualquier preferencia.




OR65



OR75



OR85



■ Configuración cerrada

■ Configuración abierta


# Personalización a medida

El legado de Beltone no es sólo tecnología avanzada. También ofrecemos productos personalizados por profesionales altamente cualificados.


Cada audífono ha sido específicamente moldeado para ajustarse al oído del cliente, a fin de que disfrute de una experiencia auditiva cómoda y totalmente personalizada.




OR15



OR35



OR45



■ Potencia: Normal

■ Potencia: Potente